# 物理实验预习报告

(2020 - 2021 学年度 春季学期)

姓名刘祖炎学号2019010485院系自动化系教师2021 年 4 月 15 日

# 目录

1	实验目的	1					
2	实验原理	1					
	2.1 热电子发射的理论依据						
	2.2  A 与 S 的测量与处理	1					
	$2.3$ 发射电流 $I_e$ 的测量						
	2.4 温度 T 的测量	2					
3	实验装置	2					
4	实验电路图						
5	5 数据记录表格						


### 1. 实验目的

- 用里查孙直线法测定阴极材料(钨)的电子逸出功。
- 了解热电子发射的规律,掌握逸出功的测量方法。

#### 2. 实验原理

#### 2.1 热电子发射的理论依据

图 1: 位能壁垒图



金属的位能壁垒图如图1所示。由于金属与真空之间有位能壁垒  $W_a$ ,故电子若要从金属中逸出,至少需要  $W_0 = W_a - W_i$  的动能。通过热电子发射的方法可以改变电子的能量分布,使得动能大于  $W_i$  的电子增多,从而使动能大于  $W_a$  的电子可能从金属中发射出来并观测到。

关于热电子发射,有里查孙-德西曼公式:

$$J_e = 2(1 - R_e)A_1 T^2 e^{-(W_a - W_i)/KT}$$

其中  $J_e$  为单位面积的发射电流, $A_1=\frac{2\pi k^2me_0}{h^3}=60.09A/cm^2K^2$  为普适常数, $R_e$  为金属表面对发射电子的反射系数,T 为绝对温度。

令 
$$2(1-R_e)A_1 = A$$
, 有:

$$I_e = AST^2 e^{-e_0\phi/KT} \tag{1}$$

其中 S 为阴极金属的有效发射面积。

#### 2.2 A 与 S 的测量与处理


测量方法为里查孙直线法。 对式1进行整理,可得:


$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg AS - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

可得  $lg \stackrel{L}{\leftarrow}$  与  $\frac{1}{T}$  成线性关系,根据作图法所得的直线斜率即可得到  $\phi$ 。由于 A 与 S 对某一固定材料的阴极而言是常数,故 lg AS 一项只改变上述直线的截距而不影响直线的斜率,由此可避免因 A 与 S 不能准确测定的困难。

#### 2.3 发射电流 Ie 的测量

图 2:  $I_e$  测量原理图





发射电流的测量方式如图2所示。在加速场的作用下,阴极发射电流  $I_e'$  与  $E_a$  满足:

$$I_e' = I_e e^{4.39\sqrt{E_a}/T}$$

对上式取对数,并把阳极做成圆柱形,并与阴极共轴,上式可变换为:

$$\lg I_e' = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{u_a}$$

一般情况下,阳极电压远大于接触电位差以及其他原因引起的电位差,上式为近似结果。其中  $r_1$  和  $r_2$  分别为阴极和阳极的半径, $u_a$  为阳极电压。

因而,在阴极温度一定的情况下, $\lg I_e'$  与  $\sqrt{u_a}$  成线性关系,画出其直线并将其延长至  $u_a=0$  处,则此时  $\lg I_e'$  即为  $\lg I_e$ 。由此即可得所需要的的  $I_e$  值。

#### 2.4 温度 T 的测量

本实验通过测量阴极加热电流来确定阴极电流。对于纯钨丝而言,已知一定的比加热电流  $I_1$  与阴极温度的关系。实验测得  $I_f$  后可由该关系,利用直线插值求出温度 T。


表 1: 钨丝电流与温度关系表

$I_f/A$	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	
T/K	1726	1809	1901	1975	2059	2136	

## 3. 实验装置


• 直热式二极管

图 3: 实验用直热式二极管结构



- 双路直流可调电源 (输出范围  $0 \sim 150V$ )
- 指针式电流表 (交直流两用,量程 1A,测灯丝电流  $I_f$ )
- 数字电压表
- 实验面包板、元件 (可以搭建如下图所示的电路)

图 4: 电压测量电路




# 4. 实验电路图

实验电路图如图5所示。

搭建好电路后,在一定的灯丝温度下,测量加速电压  $U_a$  与阳极电流  $I_e'$  的关系。 $U_a$  从 36V 开始逐步增加,测量 6  $\sim$  7 组  $U_e \sim U_a$  的值。

从 0.500A 开始逐步增加电源电流,每隔 0.04A 按照上步骤完成一次测量,电流最大值不超过 0.700A。 完成测量后,用直线拟合法或作图法处理数据。

图 5: 设计的实验电路图



# 5. 数据记录表格

表 2: 实验数据记录表格

$I_a/A$	T/K	$U_a = 36V$	49V	64V	81V	100V	121V	144V	1/T	$U_e$	r
0.50	1726										
0.54	1795										
0.58	1862										
0.62	1929										
0.66	1995										
0.70	2059										